

Więcej niż frezowanie w pracowni. Wzrost wartości Twojego laboratorium.

Nowe wykroje łączników tytanowych Straumann® (cena 310 zł) z prefabrykowaną geometrią połączenia z implantem umożliwiają wykonanie na miejscu w pracowni jednoczęściowych indywidualnych łączników tytanowych. Poprzez umożliwienie Ci utrzymania pełnowartościowego łańcucha w obrębie Twojego laboratorium, możesz w sposób znaczący skrócić czas wykonania pracy (w porównaniu do zlecenia wykonywania łączników firmom zewnętrznym). Dzięki wstępnie frezowanym wykrojom łączników tytanowych Straumann®, możesz także korzystać z oryginalnego połączenia łącznika z implantem. Wykroje są kompatybilne z szeroką gamą frezarek i mogą być zamawiane w firmie Schmidtdental.

PROSTA EFEKTYWNOŚĆ

- Zwiększ zakres wskazań dla Twojego sprzętu do frezowania
- Zwiększ stopę zwrotu inwestycji
- Korzystaj na szybszej i kontrolowanej obsłudze



UZASADNIONE ZAUFANIE DO ORYGINALNEGO POŁĄCZENIA ŁĄCZNIKA Z IMPLANTEM

- Perfekcyjne dopasowanie elementów
- Wspaniałe serwis i wsparcie
- Gwarancja Straumann*

*Obowiązujące warunki gwarancji Straumann (włączając gwarancję terytorialną) można znaleźć w broszurze Gwarancja Straumann (152.360/en)

Twoja droga do frezowanych w laboratorium jednoczęściowych łączników tytanowych Straumann®

Warunki wstępne frezowania

• Wstępnie frezowane wykroje łączników Straumann® są kompatybilne z uchwytami wykrojów łączników Medentika, które są dostępne dla wzrastającej liczby frezarek.

- Dental Concept DC5®
- Imes-icore®
- Datron D5®
- VHF
- Wissner Gamma 202®
- Röders RXD®
- MB Maschinen Cobra Mill®

Prosimy o kontakt z producentem frezarki w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat kompatybilności i integracji.

Projektowanie

- Pobierz ze strony Straumann zestaw wstępnie frezowanych wykrojów łączników Straumann® dla Dental Wings, 3shape i Exocad.
- Zaprojektuj swój jednoczęściowy łącznik tytanowy zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Zamówienia

Wstępnie frezowane wykroje łączników są dostępne w dwóch rozmiarach dla następujących platform implantów:

		Nr. kat.	Produkt	Ilość	Cena
Bone Level		022.0028	NC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5		
		022.0029	NC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8		
		022.0030	RC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5		
		022.0031	RC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8		
Tissue Level		022.0034	RN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5		
		022.0035	RN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8		
		022.0036	WN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5		
		022.0037	WN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8		