


Instrumenty Chirurgiczne

Selekcja Premium



Aby cieszyć się codzienną pracą w stomatologii.



Competence in Instruments
MADE IN GERMANY

botiss Academy-Set

Zestaw instrumentów stworzony według oczekiwań lekarza dentysty skoncentrowanego na implantologii oraz procedurach regeneracji kości i tkanek miękkich.


Wybrane przez nas instrumenty uporządkowane w kasecie, spełnią oczekiwania najbardziej wymagających praktyków i będą służyć przez lata. Z tymi instrumentami można przeprowadzić takie zabiegi jak: otwarcie płata, preparacja płata, tunneling tkanek miękkich, atraumatyczne podtrzymanie tkanek, aplikacja biomateriałów, oczyszczenie powierzchni wyrostka, szycie i wiele innych. Zestaw stworzony przez praktyków dla praktyków.



Dr Orcan Yüksel




Dr Krzysztof Chmielewski



botiss Academy Set
Numer zamówienia
99-090-199

botiss Academy-Set



Trzymadełko do skalpela, 15cm, okrągłe	Raspator perio, 17,5cm zagięty	UNIV. NORTH CAROLINA, Sonda perio CP15	BARRAQUER, mikro igłotrzymacz, 18 cm, zagięty, TC (wkładka z węgla spiekanego)	Nożyczki do nici i tkanek miękkich, 11,5cm, zagięte	Desmotom prosty
Numer zamówienia 02-030-150	Numer zamówienia 27-717-175	Numer zamówienia 85-691-015	Numer zamówienia 20-711-180	Numer zamówienia 03-321-115 SC	Numer zamówienia 99-083-291



PRICHARD, raspator perio, 17,5 cm	Szpatułka / upychadło rozmiar 1, sztywne, dwustronna	GERALD, penseta chirurgiczna, 17,5 cm, prosta	Instrument do tunnelingu, 17,5 cm	DEGIDI, upychadło, rozmiar 3/4	Penseta anatomiczna, 18 cm, ząbkowana
Numer zamówienia 27-459-175	Numer zamówienia 86-551-001	Numer zamówienia 08-301-175	Numer zamówienia 85-818-175	Numer zamówienia 67-693-034	Numer zamówienia 08-036-180

Bone-Fixation-Set

Bone-Fixation-Set – Do stabilizacji przeszczepów kostnych.

Nowy zestaw USTOMED do mocowania elementów kostnych jest już dostępny na rynku polskim.

Nowe kształty śrub oraz ich nowe rozmiary są dostępne w wersji z tytanu oraz stali.

Dzięki specjalnej geometrii головки śruby, doskonale nadają się nawet do najmniejszych przeszczepów kostnych. Krzyżowe nacięcia głowy z wyfrezowanym do perfekcji dopasowaniem, gwarantują samozaciskowy uchwyt oraz bezpieczne utrzymanie śruby podczas jej przenoszenia i dokręcania.


Szybkie i łatwe pobieranie śruby oraz manewrowanie nią pozwala na wydajną pracę.

Numer zamówienia
68-780-016




Tytanowe mikro śruby

- Średnice: 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm
- Długości: 6 mm / 8 mm / 11 mm / 13 mm



Mikro śruby wykonane z nowego stopu stali


- Średnice: 1,0 mm i 1,2 mm
- Długości: 8 mm / 11 mm / 13 mm
- Idealne dla bardzo małych fragmentów kości i augmentacji 3D
- Specjalny stop stali zapobiega osteointegracji, zmniejszając w ten sposób ryzyko złamania podczas usuwania śruby (w porównaniu z konwencjonalnymi tytanowymi śrubami)



Ultralekkie Mikro Instrumenty

I'Motion, Mikro nożyczki, 18cm

Numer zamówienia
05-803-180



I'Motion, Mikro igłotrzymacz, 18cm

Numer zamówienia
20-752-180



I'Motion, Mikro penseta Cooley'a, 18cm, prosta

Numer zamówienia
09-280-180



Cortico Trimmer

Augmentacja kości
techniką muszelkową

Przypadki kliniczne, dr Jan Kielhorn, Niemcy



Defekt przedniego odcinka uzupełniany płytką maxgraft® cortico

1. Ciężka atrofia w obszarze estetycznym
2. Opracowanie wyrostka
3. maxgraft® cortico w przygotowaniu
4. Przycinanie / Cięcie płytki
5. Wiercenie otworu na śruby mocujące
6. Mocowanie śrubami do osteosyntezy
7. Wypełnienie przestrzeni cerabone®
8. Pokrycie membraną Jason® szczelne zamknięcie rany

Cortico Trimmer

Numer zamówienia
99-068-408



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Teraz dostępne

maxgraft® cortico
Więcej informacji na stronie:
www.rawexdental.com



maxgraft® cortico
z portfolio biomateriałów botiss

ELINE

USTOMED Bone-Collector

USTOMED "Bone-collector"

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz wyszukanej bezszczerlinowej obudowy filtra, wszystkie części mogą być mechanicznie czyszczone, poddawane termodezynfekcji oraz wszystkim klasycznym metodom sterylizacji.

Produkt jest w pełni zgodny z najnowszymi wytycznymi RKI (wydanymi przez Instytut Roberta Kocha/Niemcy).



Materiał kostny gromadzony podczas przygotowywania łoża pod implant może być systematycznie zbierany w filtrze osadzonym na przewodzie ssaka. Końcówka zasysająca ma średnicę 3 mm, dlatego nawet większe drobiny kostne mogą być łatwo zaciągane bez żadnego ryzyka jej zatkania.

Karbowanie na końcówce rury ssącej zapobiega przywieraniu do tkanek.

Ergonomiczny kształt obudowy, która chroni filtr zbierający, zapewnia bardzo przyjemny chwyt dając poczucie przylegania do dłoni użytkownika.



Specjalny kształt filtra umożliwia łatwe usuwanie zgromadzonej kości autogennej. Trwały filtr z tworzywa sztucznego może być sterylizowany w autoklawie celem wielokrotnego użytku.



Końcówka urządzenia może być bezpośrednio podłączona do rury ssaka lub przy użyciu adaptera, który jest dostarczany w komplecie z produktem.



Nowy Model

Ergonomiczny kształt,
teraz w wersji ze stali nierdzewnej
nadającej się do termo dezynfektorów.

"Bone-collector" pozwala bezproblemowo gromadzić autogeny materiał kostny, który jest usuwany na przykład podczas przygotowywania łoża pod implant.

Może być łatwo zamocowany na przewodzie ssącym każdego unitu. Zebrany materiał kostny jest bezpośrednio przeniesiony do sterylnego filtra i może być stosowany w różnych procedurach augmentacyjnych.

Bone-collector, zestaw
zawiera 1 filtr i 1 adapter

Numer zamówienia
38-505-000

3 wkładki filtrujące

Numer zamówienia
38-505-003

Degidi Plugger

Degidi Plugger Funkcjonalność. Kształt.

Zaprojektowane dla USTOMEDu przez dra Degidi upuchadło jest ergonomicznym instrumentem do zarządzania kieszkami.

4 różne i bardzo dokładnie ukształtowane końcówki robocze pozwalają chirurgowi umieścić i kondensować biomateriał wypełniający zawsze w doskonały sposób.



Dr Marco Degidi

1/2
Numer zamówienia
67-693-012


3/4
Numer zamówienia
67-693-034



Degidi Plugger Precyzja. Perfekcja.

W przypadku natychmiastowej implantacji bardzo ważne jest, aby wypełnić odstęp między implantem a blaszką przedsionkową wolno resorbującym się biomateriałem.

Aby upakować tę przestrzeń w najlepszy możliwy sposób mamy do dyspozycji 2 narzędzia o różnych kształtach (4 różne końcówki robocze) oraz wymiarach wierzchołkowych, dzięki czemu idealnie pasują do danej luki.



- 1 | Umiejscowiony implant.
- 2 | Umieszczenie biomateriału.
- 3 | Kondensacja biomateriału jedną z 4 różnych końcówek.
- 4 | Rezultat.

WeldOne™ – Zestaw

Wewnątrzustna technika spawania.

W przypadku stosowania takich konstrukcji z implantami, wzmocnienie bardzo podnosi niezawodność uzupełnień tymczasowych i stabilizuje natychmiastowo obciążane implanty, co zdecydowanie zwiększa wskaźnik powodzenia samej implantacji.

Ta prosta i szybka procedura jest całkowicie wolna od ryzyka zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Nie ma absolutnie żadnej możliwości wydzielenia nadmiernego ciepła, a procedura nie powoduje dyskomfortu w odczuciu pacjenta. Bardzo wysoka jakość spoiny uzyskana za pomocą tego rodzaju elektrycznego zgrzewania oporowego jest porównywalna, a często lepsza od tradycyjnych metod (laserowych, TIG, itp).



1. Umiejscowione implanty.
2. Łukowa końcówka kleszczy wygina belkę pod odpowiednim kątem dla poszczególnych łączników.
3. Wewnątrzustne łączenie konstrukcji.
4. Pospawana, wzmocniona rama usunięta z ust.


WeldOne™ – Zestaw.

Technika wewnątrzustnego spawania została opracowana przez dra Marco Degidi i technika dentystrycznego Gianluca Sighinolfi.

Umożliwia ona wewnątrzustnie na fotelu dentystrycznym wykonanie ramy tytanowej.

Istotne jest, aby używać odpowiednich narzędzi, a instrumenty produkowane przez Ustomed ułatwiają osiągnąć świetne efekty pracy. Te kilka prostych narzędzi pozwala dogięć bezusterkowo ramę w kilku prostych krokach.

WeldOne™ – Zestaw
Numer zamówienia
99-091-400



Nentwig Implantology Basic Set


Elementy składowe:

- 91-120-000**
03-081-145 SC
03-440-140 SC
08-036-160
08-235-160
10-825-150
20-470-170

20-164-150
24-161-002
24-165-150
24-187-190
27-717-175
42-652-034
67-559-444

67-558-444
67-797-086
67-903-000

67-902-000
85-816-175
90-714-000
- Original NENTWIG Implantology Basic Set**
METZENBAUM-DELIKAT, Nożyczki preparacyjne, 14,5 cm, zagięte, ostro tnące
JOSEPH, Nożyczki do nici i dziąseł, 14 cm, proste, ostro tnące
Penseta preparacyjna, 16 cm, prosta, ząbkowana
Penseta do tkanek, 16 cm, prosta, z podwójnym ząbkem, bardzo delikatna
COLLEGE modyfikowana penseta, 15 cm, mocna
LICHTENBERG, Iglotrzymacz, 17 cm, z warstwą TC (węglika spiekanego)
alternatywnie - nie włączone do zestawu:
CRILE-WOOD, Iglotrzymacz, 15 cm, TC
MIDDELDORPF, Retraktor policzkowy, 22 cm, Rys.2
Retraktor policzkowy, 15 cm, druciany
USTOMED, Uniwersalny retraktor przedścionkowy, 19 cm, prosty
Elewator okostnowy, 17,5 cm, dwustronnie zakończony, zagięty
BOWMAN, Periodontomert z kulką, rozmiar 3/4
Orig. NENTWIG, Bone spreading set, 4 różne kalibrowane rozmiary, bagnetowe, długość 17,5 cm
alternatywnie - nie włączone do zestawu:
Orig. Nentwig, Bone spreading set, 4 różne kalibrowane rozmiary, proste, długość 17,5 cm
LUCAS, Kireta kostna, 17 cm, rozmiar 86
Orig. NENTWIG, Fixation/holding instrument do rozwiertaka kostnego, bagnetowe 15,5 cm
alternatywnie - nie włączone do zestawu:
również dostępne w wersji prostej
Mod. B, Delikatny raspator do brodawek, 17,5 cm
USTOMED, Washing basket – Flexi-Kit, kasetka siatkowa do mycia zestawów, 270 x 170 x 35 mm



Nentwig Bone-Augmentation Set




Prof. Dr G.-H. Nentwig

Elementy składowe:

- 91-150-000**
24-169-004
24-191-230
31-377-150
67-554-004 S
67-554-008 S
24-193-014
24-195-014
31-196-000

31-197-001
31-199-002
67-638-300
90-714-000
- Original NENTWIG Bone-Augmentation Set**
LANGENBECK, Retraktor, rozmiar 4,21 cm, 40 x 11 mm
Orig. NENTWIG, Retraktor Zygomatyczny, 23 cm
LUER, Kleszcze kostne, 15 cm, zagięte, wąskie
MINI-LAMBOTTE, Osteotom, 13 cm, 4 mm szerokości, prosty, kalibrowany
MINI-LAMBOTTE, Osteotom, 13 cm, 8 mm szerokości, prosty, kalibrowany
Orig. NENTWIG, Rozwieracz, 24 cm, 14 mm szerokości, prawa szczeka, lewa żuchwa
Orig. NENTWIG, Rozwieracz, 24 cm, 14 mm szerokości, lewa szczeka, prawa żuchwa
Orig. NENTWIG, Trzymadełko / kleszczyki do kości, 13cm
alternatywnie - nie włączone do zestawu:
również dostępne wygięcie względem prawego łuku szczęki
również dostępne wygięcie względem lewego łuku szczęki
Orig. NENTWIG, Młotek, 20 cm, 300 g
USTOMED, Washing basket – Flexi-Kit, kasetka siatkowa do mycia zestawów, 270 x 170 x 35 mm



botiss Titan-Pin-Set

botiss Titan-Pin-Set

Piny Tytanowe do mocowania
siatek tytanowych oraz membran.

Podczas stosowania nowoczesnych technik
augmentacyjnych, błony zaporowe są niezbędne,
aby osiągnąć przewidywalne i niezawodne wyniki.

Unieruchomienie membrany w miejscu wyrostka, gdzie dokonano
aplikacji rozdrobnionego materiału do regeneracji kości, jak również
pokrycie augmentatu przez błonę zaporową może być znacznie ułatwione.

Numer zamówienia
440000

botiss titan-pin-set
1 x aplikator
1 x podajnik na 15 tytanowych pinów
1 x tytanowe piny 3 mm (10 sztuk)

Wszystkie dostarczane części nie są sterylne i należy je wysterylizować przed użyciem.



Piny Tytanowe

- Dostępne w długości 3 mm
- Odpowiednie do resorbowalnych i nieresorbowalnych membran

Numer zamówienia
440310

tytanowe piny 3 mm (10 sztuk)

Aplikator

- Jednoczęściowy instrument do łatwego chwytania pinów
- Sztywny podczas nakładania pinu
- Wygodny uchwyt zapewnia ergonomiczną i bezproblemową pracę

Podajnik

- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwe otwieranie uwzględniające obsługę jedną ręką
- Miejsce na 15 pinów



maxgraft® bonering surgical kit

maxgraft® bonering surgical kit

Z tym zestawem chirurgicznym, botiss zapewnia wszystkie niezbędne instrumenty, aby zastosować technikę pierścieni
kostnych maxgraft®.

W skład zestawu wchodzi dwa wygodnych rozmiarów
trepany, które dokładnie pasują do siebie i odpowiadają
dwóm średnicom pierścieni maxgraft®. Planator pozwala
przygotować wyrostek w miejscu biorczym w celu wy-
tworzenia dokładnej powierzchni świeżego kontaktu.
Trepany i planatory są doskonale dostosowane do wierzeł
pilotowych. Tarcza diamentowa i kulka diamentowa służą

do opracowywania pierścieni maxgraft®, aby doskonale
dostosować je do miejscowej konfiguracji kości i poprawić
gojenie tkanek miękkich. W sumie, instrumenty te po-
zwają na uzyskanie optymalnych warunków dla pełnej
integracji pierścienia maxgraft®. Wszystkie instrumenty
wykonane są z wysokiej jakości stali chirurgicznej i pro-
dukowane są w Niemczech.

Numer zamówienia
33000

- 1 x Trepan 7 mm
- 1 x Trepan 6 mm
- 1 x Planator 7 mm
- 1 x Planator 6 mm
- 1 x Dysk diamentowy 10 mm
- 1 x Kulka diamentowa 3 mm

Zestaw Chirurgiczny dla Pierścieni Kostnych maxgraft®
jest dostarczany w kasetce przystosowanej do autoklawu.




Trepan
7mm



Trepan
6mm



Planator
7mm



Planator
6mm



Dysk diamentowy
10mm



Kulka diamentowa
3mm



Przypadek kliniczny, dr Dariusz Pocebutas, Litwa

Augmentacja horyzontalna pojedynczego braku zębowego pierścieniem maxgraft®

1. Przygotowanie trepanem łoża pod pierścień
2. Korekta pierścienia maxgraft® do żądanej wysokości
3. Umieszczenie pierścienia do wypreparowanego łoża



1.

2.

3.

bonering fix

Numer zamówienia
33010

1x bonering fix



W tym folderze USTOMED zaprezentowaliśmy Państwu Selekcję Premium.
Aby zobaczyć więcej interesujących produktów oferowanych przez USTOMED
proszę odwiedzić stronę www.rawexdental.com



Wprawni i doświadczeni chirurdzy
zaprojektowali instrumenty najwyższej jakości

STWORZONE PRZEZ PRAKTYKÓW

Techniczne doświadczenie
o długich tradycjach rodzinnych

Z wykorzystaniem wyselekcjonowanych surowców i nowoczesnych maszyn

Zawsze o krok przed innymi

DLA PRAKTYKÓW

Jakość, którą możesz zobaczyć i poczuć

Wiele instrumentów zostało opracowanych w ścisłej współpracy
z renomowanymi uczelniami i opiniotwórczymi lekarzami