

# Diacoll collagen fleece

Wysoce skuteczny, resorbowalny naturalny kolagen.

Kolagen Diacoll collagen fleece cechuje się naturalnym PH, stabilnym efektem hemostatycznym w wilgotnym środowisku i jest stworzony z naturalnego kolagenu.

Silny efekt hemostatyczny kolagenu jest dobrze znany i jest wywoływany przez adhezję płytek krwi do włókienek kolagenu. W konsekwencji, płytki zlepiają się i uwalniają czynniki krzepnięcia. Wywołuje to kaskadę krzepnięcia, której wynikiem jest hemostaza. Diacoll collagen fleece przeznaczony jest do stosowania przy zabiegach zachowywania zębodołu. Kolagenowy opatrunek rany chroni materiał kośćcozastępczy, a także przyczynia się do powstania skrzepu oraz stabilizacji rany.

## Właściwości

- Neutralne pH oraz bardzo wydajna miejscowa hemostaza
- Silne właściwości adhezyjne w środowisku wilgotnym
- Wchłaniany oraz wykazujący szybką degradację przez reakcje enzymatyczne
- Może zostać w łatwy sposób zastosowany oraz usunięty w razie konieczności
- Zachowuje integralność w obecności krwi oraz w trakcie aplikacji
- Czas resorpcji ok. 2-4 tygodnie

## Specyfikacja produktu

Diacoll collagen fleece		
Nr art.	Rozmiar	Zawartość
Nr art.	20 x 20 mm	12 sztuk (sterylne, pakowane pojedynczo)



## Wskazania: implantologia, periodontologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa

- Małe rany w obrębie jamy ustnej
- Zamknięcie miejsc po przeszczepie
- Naprawa błony Schneidera
- Zębodoły po ekstrakcji
- Płaty błony śluzowej
- Miejsca po biopsji
- Zamknięcie okna w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej
- Ubytki kości przyzębia
- Stabilizacja skrzepu w ubytkach kostnych