

Straumann® Original


POPROSZĘ ORYGINAŁ!

Szwajcarska jakość czy tańsze zamienniki?


Dlaczego zawsze należy wybierać oryginalne komponenty Straumann.




Kompatybilny nie znaczy Oryginalny



łącznik oryginalny
Straumann



łączniki innych
producentów
lub lokalnych centrów
frezowania



KTÓRY PRODUKT WYBRAŁBYŚ DLA SIEBIE?

Zamiennik jest zawsze gorszy od oryginału, gdyż sekret tkwi w perfekcyjnym dopasowaniu

- ✓ Wyłącznie Straumann zna dokładne wymiary, tolerancje oraz skład produkowanych przez siebie implantów, w związku z czym może zapewnić idealne połączenie pomiędzy implantami oraz odpowiadającymi im komponentami protetycznymi.
- ✓ Wysoce precyzyjny system wytwarzania oraz niezwykle restrykcyjny proces kontroli, gwarantują niezmienną i najwyższą jakość wszystkich komponentów Straumann.
- ✓ Geometria połączeń w systemach implantologicznych Straumann chroniona jest patentem, a głębokość zakotwienia łącznika w implancie jest kluczowa dla braku mikroruchów i wieloletniej wytrzymałości.

Cechy

Zalety

1 Stożkowy kształt
główki śruby...

... brak
naprężeń

2 Indeksowana
powierzchnia
kontaktu...


... precyzja
i łatwość
osadzania

3 Silny stożkowy
interfejs implantu
z łącznikiem...

... maksymal-
nie szczelne
połączenie

4 Głębokie połączenie
implantu z łącznikiem...

... wysoka wy-
trzymałość



Jakie są Twoje korzyści ze stosowania oryginalnych komponentów Straumann?

1. Nieograniczone możliwości

Dzięki szerokiej gamie łączników standardowych oraz indywidualnych otrzymujesz pełną elastyczność w leczeniu każdego przypadku, w zależności od potrzeb pacjenta oraz Twoich preferencji.

Do wyboru masz m.in.:

- ✓ łączniki katalogowe Straumann
- ✓ łączniki indywidualne Straumann CARES z centrum frezowania w Lipsku
- ✓ Straumann Pre-milled do wykonania łączników indywidualnych przez Twoje laboratorium
- ✓ Bazy tytanowe Straumann Variobase do pojedynczych oraz wielopunktowych rekonstrukcji przykręcanych i cementowanych

i wiele, wiele więcej!

2. Serwis oraz gwarancja Straumann

Stosując wyłącznie oryginalne komponenty Straumann, oprócz dożywotniej gwarancji na implanty, otrzymujesz dożywotnią gwarancję na łączniki metalowe, 10-letnią gwarancję na łączniki Novaloc oraz 5-letnią gwarancję na łączniki ceramiczne.

Pamiętaj, że wszystkie gwarancje tracą ważność w momencie zastosowania części zamiennych!

3. Najwyższa jakość poparta wieloletnimi badaniami

System implantologiczny Straumann to produkty, za którymi stoi **ponad 40 lat doświadczenia i badań naukowych**. Na przestrzeni tego czasu, implanty Straumann oraz odpowiadające im komponenty protetyczne udowodniły swoją trwałość i niezawodność u milionów pacjentów.

4. Twoje bezpieczeństwo i spokój

Niektóre rzeczy pozostają poza Twoją kontrolą. Nie zawsze masz wpływ na postępowanie i przestrzeganie zaleceń pozabiegowych przez pacjentów.

Wybierając oryginalne komponenty Straumann, wiesz jednak, że zapewniłeś swoim pacjentom **produkty najwyższej jakości nie tylko na etapie chirurgicznym, ale także na etapie odbudowy protetycznej**.

Mniejsze ryzyko komplikacji, oszczędność kosztów i czasu spędzonego przy fotelu na usuwaniu złamanych łączników i śrub to większe bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich pacjentów. Bezcenne!

5. Atrakcyjne ceny

Różnica pomiędzy oryginalnymi komponentami Straumann a zamiennikami jest **znacząca w jakości a niewielka w cenie**. Dodatkowo, pracując na oryginalnych produktach Straumann możesz korzystać z bonusów i atrakcyjnych ofert dostosowanych do Twoich potrzeb.

CZY NAPRAWDĘ WARTO RYZYKOWAĆ?

Jak rozpoznać, że produkt, który otrzymałeś jest oryginalny?

Oryginalne łączniki tytanowe Straumann posiadają laserowe oznakowanie w postaci logo na połączeniu wewnętrznym. Symbol ten znajdziesz również na opakowaniach wszystkich komponentów protetycznych Straumann.

Dzięki temu masz pewność, że praca, którą oddajesz pacjentowi, jest oparta na oryginalnych produktach.

Twój znak jakości Straumann



POPROSZĘ ORYGINAŁ!

czyli, jak możesz zapewnić pracę z użyciem oryginalnych części Straumann w komunikacji ze swoim laboratorium.

KROK 1

Przesyłając do laboratorium zlecenie wykonania pracy protetycznej, umieść na nim naklejkę „POPROSZĘ ORYGINAŁ!”, którą otrzymasz od Schmidtdental.



KROK 2

Laboratorium odsyłając do Ciebie gotową pracę protetyczną, dołączy do niej kartę oryginalności wykorzystanych komponentów, na której znajduje się numer REF/LOT użytego produktu. Pamiętaj, aby tę informację wpisać do paszportu implantologicznego, który przekazujesz pacjentowi.



W TEN SPOSÓB MASZ PEWNOŚĆ, ŻE TWÓJ PACJENT
OTRZYMAŁ PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

Straumann® Original

Więcej niż oryginalne
komponenty.

Podstawa autentycznej jakości.



Jeśli chcesz nawiązać współpracę z laboratorium, które pracuje z użyciem oryginalnych komponentów protetycznych Straumann, wejdź na stronę www.schmidt-dental.pl w zakładkę Partner Labs lub poproś swojego Territory Manager o rekomendację.

Schmidtdental.

 **straumann**